

## Probenröhren mit physiologischer Kochsalzlösung



Die Probenröhren mit physiologischer Kochsalzlösung NaCl 0,9% dienen als Transportgefäß für Abstrichproben.

Die „ready-to-use“ Röhren sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden steril geliefert. Auf Anfrage sind die Stopfen auch in anderen Farben sowie auf Wunsch mit individuellem (Barcode-) Etikett erhältlich.

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Verpackungseinheit
042500	Probenröhren 4 ml, 1 ml NaCl 0,9%	100 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton
0961 1253	Probenröhren 13 ml, 3 ml NaCl 0,9%	100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton
0961 3251	Probenröhren 8 ml, 2 ml NaCl 0,9%	100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton
0961 3363	Probenröhren 5 ml, 1,5 ml NaCl 0,9%	100 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton
0961 325X	Probenröhren 8 ml, 2 ml NaCl 0,9%, mit individuellem Etikett	Auf Anfrage

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch passende Abstrichtupfer, sowie Röhren, deren Schraubstopfen so konstruiert ist, dass er den in die Röhre eingebrachten, zuvor abgebrochenen Tupfer aufnimmt. Bei der automatisierten Verarbeitung wird der Abstrichtupfer so schon beim Öffnen der Röhre zusammen mit dem Tupfer entfernt und das Probenmaterial ist für die Verarbeitung sehr gut zugänglich. Zur Lagerung der Probe bieten wir geeignete Schraubstopfen für den Wiederverschluss an.



Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Verpackungseinheit
056504	Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer, Nase Bruchstelle 85 mm, Kopf-Ø 2,5 mm	Auf Anfrage
056509	Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer, Rachen Bruchstelle 80 mm, Kopf-Ø 5 mm	Auf Anfrage

